


## BagMixer® 400 S

Malaxeur d'échantillons de 400 mL

Réf. 025 000



Certification :



Fabrication :



BagMixer® 400 S est un malaxeur de laboratoire silencieux adapté à tout type d'application. La force de malaxage ajustable (breveté) améliore l'efficacité de l'extraction bactérienne en s'adaptant à la matrice. BagMixer® 400 S est équipé du système LightCode qui indique la fin du processus de malaxage. C'est un outil indispensable des laboratoires, évitant tout risque de contamination croisée.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Coque tout acier inox 304 L
- Ecran digital multifonction
- Moteur brushless super silencieux
- Caisson insonorisé
- Chambre de malaxage en polycarbonate blanc à angles arrondis : nettoyage facile
- Poignée ambidextre
- Système TotalAccess : ouverture à plat de la porte pour accès total à la chambre de malaxage (breveté)
- Fermeture Q-Tight® : 250 kg de pression pour éviter les fuites par le haut
- Pales déclipables Click & Clean® (breveté)
- Arrêt des pales côte-à-côte
- Bac de sécurité intégré
- Pieds Paulstra™ : grande stabilité pendant le malaxage / ne marquent pas la paillasse
  
- Force de malaxage ajustable (breveté)
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 400 mL
- Vitesse variable (4 - 6 - 8 - 10 coups/s)
- Durée réglable (1 s - 1 h ou ∞/ compte à rebours)
- Malaxage silencieux : moins de 48 dB
  
- Système LightCode : Vert (prêt), Orange (en cours de malaxage), Rouge (fuite détectée)
- Éclairage LED blanches dans la chambre de malaxage
- EnergySaver : 50% de consommation d'énergie en moins avec le moteur Brushless
- Fonction Auto Sleep : passe en mode veille au bout de 30 mn d'inactivité

# interscience

- Tension et fréquence d'alimentation : 100-240V~ 50-60Hz
- Fusibles : T3.15A L 250V 5x20 mm
- Puissance max : 55 W
  
- Indice de protection : 31
- Dimensions (l x p x h) : 27,6 x 45,9 x 35,7 cm, poids net : 25,1 kg
- Emballage (l x p x h) : 56 x 41 x 50 cm, poids brut : 29,3 kg
- Garantie 3 ans
- Amortisseurs garantis à vie
- Disponibilité des pièces détachées : 10 ans
  
- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887 et FDA-BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Fabrication CE, RoHS, WEEE
- Conçu et fabriqué en France

## LIVRÉ AVEC

- 1 bac de récupération intégré
- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation
- 1 certificat de conformité / carte de garantie
- 1 pack gratuit de sacs pour malaxeurs