

## MiniMix® 100 P CC

Malaxeur d'échantillons de 100 mL

Réf. 011 110 (100-127 V~ / 220-240 V~)

Réf. 011 230 (220-240 V~)

AMORTISSEURS  
GARANTIS  
À VIE

GARANTIE  
**3**  
ANS



Certification :

ISO  
7218

ISO  
6887

FDA BAM  
Bacteriological Analytical  
Manual

Fabrication :

RoHS  
2002/95/EC

WEEE  
2002/96/EC



MiniMix® 100 P CC est conçu pour le malaxage des échantillons à faible prise d'essai. La force de malaxage ajustable (breveté) améliore l'efficacité de l'extraction bactérienne en s'adaptant à la matrice. MiniMix® 100 P CC est équipé du système de pales déclipables Click & Clean® (breveté) qui facilitent le nettoyage en accédant entièrement à la chambre de malaxage.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tout acier inox 304L
- Écran digital multifonction
- Porte pleine
- Ouverture de la porte à 270°
- Fermeture Q-Tight® : fermeture spéciale, supprimant tout risque de fuite par le haut du sac
- Pales déclipables Click & Clean® (breveté)
- Arrêt des pales côte-à-côte
  
- Force de malaxage ajustable (breveté)
- Volume optimal pour le malaxage : 5 - 80 mL
- Vitesse variable (3 - 6 - 9 - 12 coups/s)
- Durée réglable (1 s - 1 h ou ∞)
  
- Tension et fréquence d'alimentation  
Réf. 011 110 : 100-127 V~ / 220-240 V~ 50/60 Hz  
Réf. 011 230 : 220-240 V~ 50-60 Hz
- Fusibles  
Réf. 011 110 : T 3.15A L 250 V / T 1.25A L 250 V 5x20 mm  
Réf. 011 230 : T 1.25A L 250 V 5x20 mm
- Puissance max : 110 W
  
- Indice de protection : 11
- Dimensions (l x p x h) : 20 x 36,9 x 20,2 cm, poids net : 11,7 kg
- Emballage (l x p x h) : 49 x 29 x 33 cm, poids brut : 13,6 kg
- Garantie 3 ans
- Amortisseurs garantis à vie
- Disponibilité des pièces détachées : 10 ans
  
- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Fabrication CE, RoHS, WEEE
- Conçu et fabriqué en France

# interscience

## LIVRÉ AVEC

- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation
- 1 notice simplifiée d'utilisation
- 1 pack gratuit de sacs pour malaxeurs

## OPTIONS / ACCESSOIRES

- Réf. 016 000 DripTray : Bac de récupération inox pour MiniMix®

### PARIS

Tél. : +33 (0)1 34 62 62 61  
[info@interscience.com](mailto:info@interscience.com)

### FRANCFORT

Tél. : +49 611 7238 7770  
[sales.germany@interscience.com](mailto:sales.germany@interscience.com)

### BOSTON

Tél. : +1 781 937 0007  
[sales.usa@intersciencelab.com](mailto:sales.usa@intersciencelab.com)

### SHANGHAI

Tél. : +86 178 2123 6642  
[sales.china@interscience.cn](mailto:sales.china@interscience.cn)

### SINGAPOUR

Tél. : +65 6977 7232  
[sales.asia@interscience.com](mailto:sales.asia@interscience.com)

### TOKYO

Tél. : +81 3 6712 9715  
[sales.japan@interscience.com](mailto:sales.japan@interscience.com)