

**NOUVEAU**



**Steriwater**  
De l'eau pure, instantanément

L'eau stérile est utilisée dans les laboratoires de microbiologie, de culture cellulaire et de physicochimie, notamment dans le cadre de préparation des milieux de culture d'échantillon.

La préparation d'eau stérile est une étape chronophage qui demande de l'anticipation. Steriwater® est une **solution instantanée de stérilisation d'eau.**

### Instantanéité

- Réduit le temps de production d'eau stérile
- Pas besoin d'autoclavage pour la bouteille et l'eau

### Simplicité d'emploi

- Évite la manipulation de charges lourdes
- Réduit les déchets

### Idéal avec *instaBAG*®

- Utilisation rapide des sacs avec milieu *instaBAG*®

**interscience**

# Steriwater<sup>®</sup>, pour tous vos besoins d'eau stérile

Steriwater<sup>®</sup> est une gamme de produits dédiée à la distribution d'eau stérile avec dilueurs gravimétriques, pompes péristaltiques, sacs avec milieu et ensembles de distribution. Il s'adapte ainsi aux applications relatives à la production d'eau stérile dans les laboratoires.

## Dilution d'échantillon



### DiluFlow<sup>®</sup> Elite

Dilueur gravimétrique

### Tubulure filtre

Ensemble de distribution avec filtre 0,2 µm

### instaBAG<sup>®</sup>

Sac avec milieu de culture

## Préparation d'eau stérile



### FlexiPump<sup>®</sup>

Pompe péristaltique

### Tubulure filtre

Ensemble de distribution avec filtre 0,2 µm

	DiluFlow <sup>®</sup> DiluFlow <sup>®</sup> Pro DiluFlow <sup>®</sup> Elite (simple pompe)	DiluFlow <sup>®</sup> DiluFlow <sup>®</sup> Pro DiluFlow <sup>®</sup> Elite (double pompe)	FlexiPump <sup>®</sup>	FlexiPump <sup>®</sup> Pro
Ensemble de distribution avec filtre 0,2 µm (GL45 - Ø 6,4 mm)	Réf. 513 050		Réf. 561 050	
Ensemble de distribution + Y avec filtre 0,2 µm (GL45 - Ø 6,4 mm)		Réf. 513 051		Réf. 562 051
Tubulures pour pompe avec filtre 0,2 µm (Ø 6,4 mm)	Réf. 513 052	Réf. 513 052	Réf. 513 052	Réf. 513 052
Support pour ensemble de distribution avec filtre 0,2 µm	Réf. 513 053	Réf. 513 053		

Contactez-nous pour **Infos | Vidéos | Démonstrations | Devis** à [info@interscience.com](mailto:info@interscience.com)

et visitez [www.interscience.com](http://www.interscience.com)

7669 Steriwater\_F\_0423. Les visuels et informations dans cette brochure ne sont pas contractuels. Steriwater<sup>®</sup> est une marque déposée. INTERSCIENCE NCE se réserve le droit de changer ou d'améliorer les spécifications de ses produits sans préavis. Veuillez consulter le site internet [www.interscience.com](http://www.interscience.com) pour plus d'informations. RCS 960 356 220, Versailles. INTERSCIENCE SARL F78860.

