

BagTools®

Les accessoires essentiels

Une gamme complète d'accessoires pour un travail de laboratoire sûr et efficace.




BagRack®

Portoir de sachets

BagRack® permet un rangement méthodique des sachets. Offre la possibilité de laisser les sacs ouverts pour pipeter facilement leur contenu ou de les fermer par des BagClip®.

3 modèles : 100 ml, 400 ml et 3500 ml



En option, le bac de récupération DripTray® 400 prévient toute fuite de liquide, il assure hygiène et propreté.



BagOpen®

Portoir ouvre-sachet

BagOpen® permet d'ouvrir facilement le sachet sans aucun contact avec l'échantillon. Outil idéal pour les manipulations en laboratoire.

3 modèles : 100 ml, 400 ml et 3500 ml




Grâce à BagOpen®, le prélèvement de l'échantillon devient simple et rapide.



BagPipet® & BagTips®

Pipette et embouts stériles

BagPipet® est une pipette qui prélève un volume fixe choisi (0,1 ou 0,9 ou 1 ml). Utilisée avec un BagTips®, embout paille stérile à usage unique facilement éjectable, BagPipet® permet le prélèvement de tout produit, même visqueux, sans aucun risque d'obturation.




BagPipet® est particulièrement bien adaptée au prélèvement de produits visqueux ou agroalimentaires après malaxage dans un sachet-filtre BagFilter® par un malaxeur BagMixer®.



BagClip® Barrette de fermeture

BagClip® ferme par pincement tout type de sachet, garantissant une étanchéité optimale grâce à sa fermeture en trois points. BagClip® est un modèle déposé.

3 modèles : 100 ml, 400 ml et 3500 ml



Grâce à une étanchéité optimale et sa fermeture rapide, BagClip® vous permet de stocker votre échantillon dans un BagRack® en toute sécurité.



PetriPile® Portoir de Boîtes de Petri

PetriPile® permet la manipulation et le transport en toute sécurité des Boîtes de Petri. Le portoir est conçu pour 36 boîtes (16 boîtes pour le PetriPile® 150 mm).

4 modèles : Ø 55 / 65 / 90 / 150 mm

Conçu en acier inoxydable, empilable et autoclavable, PetriPile® est idéal pour le chargement des étuves, conformément à la norme AFNOR NF V 08-002.

BagTools® Brochure 00311-1 - BagTools®, BagRack®, BagClip®, BagOpen®, BagPipet®, BagTips®, BagFilter®, BagMixer® et PetriPile® sont des marques déposées. Les informations de cette brochure ne sont pas contractuelles.




BackRack®
Portoir de sachets



- Offre de prix
- Prêt
- Documentation

BackPipet® & BackTips®
Pipette et embout stérile



- Offre de prix
- Prêt
- Documentation

BagOpen®
Portoir ouvre-sachet



- Offre de prix
- Échantillon
- Documentation

BagClip®
Barrette de fermeture



- Offre de prix
- Échantillon
- Documentation

PetriPile®
Portoir pour boîtes de Petri



- Offre de prix
- Prêt
- Documentation

Merci de retourner ce formulaire à votre distributeur local ou à interscience.

Je souhaite plus d'informations sur :

- MiniMix® malaxeur
- JumboMix® malaxeur
- BagFilter® sachets-filtre
- BagTools® accessoires
- Gravimat® dilueurs gravimétriques
- easySpiral® ensemeur
- Scan® compteurs de colonies

Nom

Société

Adresse

.....

CP/Ville..... Pays

Tél. Fax

Email

Web.....



www.interscience.fr

Worldwide: 30, Ch Bois Arpents, 78860 St NOM FRANCE
Tel. +33(0)1 34 62 62 61 / Fax +33(0)1 34 62 43 03
info@interscience.fr / www.interscience.fr

USA/Canada: 199 Weymouth St. ROCKLAND, MA 02370 USA
Tel. +1 781 792 2133 / Fax +1 781 792 2134
info@intersciencelab.com / www.intersciencelab.com