

# JumboMix<sup>®</sup> 3500

大容量サンプルのための ラボ用ホモジナイザー



大容量サンプルのための  
精密で頑丈なホモジナイザー

interscience

# 3500 mL までホモジナイズ!

**JumboMix®** ジャンボミックスは、2個のパドルのアクションで最適なバクテリア抽出を保証します。容量 200 mL から 3750 mL に対応し、全てのサンプル (375 g 以下) の均質化を 30秒から 60秒で行います。

**アプリケーション** : 大腸菌 O157:H7、サルモネラ属菌、ベビー用粉ミルク、チョコレート、無菌管理テスト、クリプトスポリジウム及びジアルジア検出、サンプルプーリング (例: 25 g のサンプルを大型バッグに15個入れ 375 g でホモジナイズ)...

## パワフルで頑丈

- 3750 mL までのキャパシティ
- 10倍希釈の 375 g のサンプルに理想的
- 非常に静か

## 人間工学的デザイン

- 両パドル同時並行停止 :  
バッグを容易に挿入可
- 304L ステンレス製カート、  
人間工学的高さ(オプション)
- デジタルスクリーン

## 特許済

### イージークリーニング

- 全本体ステンレス製
- 270° 開閉ドア
- **Click & Clean®**  
取り外し可能パドル

### セキュリティ

- ハンドルでドアロック、  
ブレンディングを開始
- Q タイプ完全密閉ドア :  
バッグ上部の漏れなし
- 安全ドリフトレイ



## 保証

- ライフタイム保証 :  
ショックアブソーバー  
及びウィンドー
- 3年保証(登録後)
- フランス製

## 特許済

### 調節可能なブレンディングパワー

- あなたのサンプルにブレンディングパワーを適応
- 最高圧力 22.6 kg: 硬いサンプルもホモジナイズ




ビフォー


アフター

### あなたのアプリケーションに理想的

- 375 g のサルモネラ属菌
- 大腸菌 O157:H7 検出のための 75、325 又は 375 g のサンプル
- リステリア菌検出のための 125 g のサンプル
- サンプルプーリング



#### SAMPLE POOLING



# JumboMix® 3500

2種モデル:



## JumboMix® 3500 P CC

> エssenシャル

Ref. 031 110



## JumboMix® 3500 W CC

> ウィンドー ドア

Ref. 032 110



テクニカル仕様について第4ページをご参照ください →

# JumboLine® ジャンボライン

10倍希釈で 375g のサンプル前処理に最適!



## DiluFlow® + JumboKit

グラビメトリック希釈装置

DiluFlow® Elite - Ref. 503 205 • DiluFlow® Pro - Ref. 502 205 • JumboKit - Ref. 505 006



## BagFilter®

側面フィルターバッグ

2000 mL - Ref. 111 200

3500 mL - Ref. 113 510

## BagPage®

全面フィルターバッグ

2000 mL - Ref. 122 200

3500 mL - Ref. 123 010

## BagLight®

フィルター無しバッグ

2000 mL - Ref. 132 200

3500 mL - Ref. 133 025



## JumboStand

人間工学に基づいたカート

Ref. 037 000



## BagOpen® 3500

バッグオープナー

Ref. 211 350



## BagRack® 3500

バッグ収納ラック

2 仕切り - Ref. 221 352

4 仕切り - Ref. 221 350



## BagClip® 3500

バッグ口閉じクリップ

Ref. 231 350



## BagPipet® & BagTips®

ピペット - Ref. 251 091

チップス - Ref. 252 024

