



***“Les malaxeurs BagMixer®
pour toutes nos analyses.”***

Isabelle BILLET, Responsable de laboratoire



JumboMix®

BagMixer®

MiniMix®

interscience équipe le groupe CHARAL

Isabelle BILLET, Responsable de laboratoire, Groupe Charal, Cholet, France

Charal est leader dans la production de viande fraîche et plats préparés et livre supermarchés et hypermarchés. Le groupe emploie 3000 collaborateurs et le service qualité effectue plus de 200 000 contrôles annuels en laboratoire. Les normes appliquées au sein des établissements sont de 10 à 100 fois supérieures aux exigences légales.

“Nous faisons environ 100 analyses par jour et malaxons du muscle, la matière première issue de carcasses, viande hachée, charcuterie et plats cuisinés. Nous utilisons les sachets-filtre **BagFilter®** avec les malaxeurs **BagMixer®**. Nous avons choisis **BagMixer®** car ils ont des avantages très appréciables: les pales **Click and Clean®**, amovibles et autoclavables, permettent de nettoyer facilement la chambre de malaxage et les pales, ce qui est hygiénique et beaucoup plus agréable. La distance réglable entre les pales et la porte est aussi un atout de taille. Pour les contrôles de produits d’environnement par exemple, les pales sont avancées pour adapter la chambre de malaxage à la nature et la taille de cet échantillon. Enfin la robustesse des appareils garantis 3 ans est importante. Nous travaillons avec **MiniMix®** pour les malaxages de petits échantillons, **BagMixer®** pour les échantillons standards et **JumboMix®** pour les gros échantillons, jusqu’à 2000 ml. Notre laboratoire a 25 ans d’expérience et c’est un laboratoire pilote pour tous les laboratoires du groupe.”

Prêt, démonstration et échantillons gratuits sur demande

30, ch. du Bois des Arpents 78860 St Nom France T. + 33 (0)1 34 62 62 61
info@interscience.fr / www.interscience.fr