




“MiniMix® CC est très utile pour l'analyse des biopsies”

Delphine Croisier-Bertin, Responsable de laboratoire Vivexia, CHU Hospitalier Universitaire de Dijon



MiniMix® CC



“MiniMix® CC, un malaxeur pour la recherche médicale et pharmaceutique”

Le CHU de Dijon est un hôpital historique où travaillent plus de 6300 agents. Les laboratoires y font aussi de la recherche médicale pour l'industrie pharmaceutique qui aboutit parfois à la création de start-up biotechnologiques. C'est le cas de Madame Delphine Croisier-Bertin qui nous parle de ses recherches au sein de Vivexia:

“Nous étudions les infections respiratoires et les antibiotiques qui vont les combattre. Nous utilisons des échantillons de poumons et de rate lors de tests pré-cliniques pour le développement d'antibiotiques humains et vétérinaires.

Avec le **MiniMix® CC** nous malaxons des biopsies de lapins et souris pour étudier l'effet des antibiotiques sur les animaux. Autrefois, pour malaxer ces échantillons, nous utilisions un potter et un pilon. Cela nous prenait énormément de temps et posait des problèmes de contamination et de sécurité.

Nous avons choisi le malaxeur **MiniMix® CC** pour la qualité de malaxage et sa rapidité. Nous malaxons nos biopsies durant 40 secondes à intensité maximale. Nous utilisons la fonction des **pales ajustables** lorsque nous avons des échantillon plus difficiles à malaxer, en avançant les pales.”

Prêt, démonstration et échantillons gratuits sur demande

30, ch. du Bois des Arpents 78860 St Nom France T. + 33 (0)1 34 62 62 61
info@interscience.fr / www.interscience.fr