


BagLight PolySilk

Sac pour malaxeur sans filtre, transparent

Réf. 131 025 (100 mL) - **Réf. 132 025** (400 mL) - **Réf. 132 050** (400 mL)
- **Réf. 132 525 non-marqué** (400 mL) - **Réf. 132 200** (2000 mL) - **Réf. 133 025** (3500 mL)



Certification :



Fabrication :



BagLight PolySilk est un sac pour malaxeurs sans filtre. Il est idéal pour la préparation de l'échantillon.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Sac sans filtre
- **PolySilk, complexe polyoléfine**
- Flexible et transparent
- Pas de contact entre l'échantillon et le malaxeur pendant l'homogénéisation de l'échantillon
- Compatible tout malaxeur de laboratoire
- Disponible en 100/400/2000/3500 mL

- Traité par rayons Gamma 5 à 13 kGy, avec certificat
- Durée de conservation : 10 ans
- Résistant à la congélation et aux températures élevées (de -40 °C à 80 °C / -40 °F à 176 °F)
- Mode de conservation : dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière

- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Approuvé contact alimentaire – Règlement CE N° 1935/2004
- Conçu et fabriqué en France

BagLight PolySilk 100

Réf. : 131 025

- Volume max pour le malaxage : 100 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 5 - 50 mL

- Dimensions sac : 110 x 200 mm
- Dimensions carton : 31 x 22 x 7 cm, poids : 1,80 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500

BagLight PolySilk 400

Réf. : 132 025

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL

- Dimensions sac : 175 x 300 mm
- Dimensions carton : 35 x 21 x 11 cm, poids : 4,10 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500

BagLight PolySilk 400

Réf. : 132 050

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL

- Dimensions sac : 175 x 300 mm
- Dimensions carton : 35 x 21 x 11 cm, poids : 4,10 kg
- Pochette de 50
- Carton de 500

BagLight PolySilk 400 non-marqué

Réf. : 132 525

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL

- Dimensions sac : 175 x 300 mm
- Dimensions carton : 35 x 23 x 11 cm, poids : 4,30 kg
- Pochette de 50
- Carton de 500

BagLight PolySilk 2000

Réf. : 132 200

- Volume max pour le malaxage : 2000 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 400 - 1500 mL

- Dimensions sac : 250 x 380 mm
- Dimensions carton : 48 x 29 x 14 cm, poids : 10,2 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500

BagLight PolySilk 3500

Réf. : 133 025

- Volume max pour le malaxage : 3750 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 400 - 3750 mL

interscience

- Dimensions sac : 380 x 560 mm
- Dimensions carton : 41 x 34 x 12 cm, poids : 7,70 kg
- Pochette de 25
- Carton de 250

interscience dans le monde

PARIS

Tél. : +33 (0)1 34 62 62 61
info@interscience.com

FRANCFORT

Tél. : +49 611 7238 7770
sales.germany@interscience.com

BOSTON

Tél. : +1 781 937 0007
sales.usa@intersciencelab.com

SHANGHAI

Tél. : +86 178 2123 6642
sales.china@interscience.com

SINGAPOUR

Tél. : +65 6977 7232
sales.asia@interscience.com

TOKYO

Tél. : +81 3 6712 9715
sales.japan@interscience.com