


BagPage R

Sac-filtre pleine page pour malaxeur, Filtre non-tissé

Réf. 161 025 (400 mL) - **Réf. 161 000 non-marqué** (400 mL)



Certification :



Fabrication :



BagPage R est un sac pour malaxeur avec un filtre non-tissé pleine page. La filtration est instantanée sans risque de contaminations croisées. **BagPage R** est particulièrement adapté aux échantillons pâteux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Sac avec filtre pleine page
- Idéal pour homogénéiser des échantillons pâteux
- **Multilayer : complexe multicouches renforcé**
- Filtre pleine page non-tissé
- Porosité du filtre : < 250 µm
- Rigide et transparent
- Pas de contact entre l'échantillon et le malaxeur pendant l'homogénéisation de l'échantillon
- Compatible tout malaxeur de laboratoire
- Disponible en 400 mL
- Traité par rayons Gamma 5 à 13 kGy, avec certificat
- Durée de conservation : 10 ans
- Résistant à la congélation et aux températures élevées (de -40 °C à 80 °C / -40 °F à 176 °F)
- Mode de conservation : dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière
- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Approuvé contact alimentaire – Règlement CE N° 1935/2004
- Conçu et fabriqué en France

BagPage R 400

Réf. : 161 025

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL
- Dimensions sac : 190 x 300 mm
- Dimensions carton : 34 x 22 x 26 cm, poids brut : 5,70 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500

BagPage R 400 non marqué

Réf. : 161 000

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL

interscience

- Dimensions sac : 190 x 300 mm
- Dimensions carton : 35 x 23 x 19 cm, poids brut : 5,50 kg
- Pochette de 50
- Carton de 500

interscience dans le monde

PARIS

Tél. : +33 (0)1 34 62 62 61
info@interscience.com

FRANCFORT

Tél. : +49 611 7238 7770
sales.germany@interscience.com

BOSTON

Tél. : +1 781 937 0007
sales.usa@intersciencelab.com

SHANGHAI

Tél. : +86 178 2123 6642
sales.china@interscience.com

SINGAPOUR

Tél. : +65 6977 7232
sales.asia@interscience.com

TOKYO

Tél. : +81 3 6712 9715
sales.japan@interscience.com