

dataLink pro

Solution d'étiquetage de boîtes de Petri

Réf. 439 050



En conformité :

21 CFR
Part 11

Traçabilité :



Fabrication :



Le pack dataLink pro facilite l'identification des boîtes de Petri pour une traçabilité optimale lors des différentes étapes de l'analyse microbiologique. Le logiciel dataLink pilote et transmet les données sur une étiquette. L'étiquetage semi-automatisé sur la tranche de la boîte est adapté aux grandes séries.

VUE GÉNÉRALE

- Identification et traçabilité de l'échantillon
- Automatisation des réglages de comptage
- Import des données brutes
- Étiquetage personnalisé
- Plateau d'étiquetage semi-automatisé

SPECIFICATIONS

- Type d'étiquetage : Semi-automatisé
- Quantité d'étiquettes collées par minute : 20
- Connexion : Réseau ou USB
- 1 port USB 2.0 Hi Speed, 1 port USB avant
- Garantie 1 an
- En conformité avec 21 CFR Part 11
- Conforme à une utilisation selon les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Fabrication CE, UKCA

LOGICIEL

- Types de données : Volume, dilution, heure, mode de dépose, personnalisé
- Format des données :
 - Entrée : alphanumérique
 - Sortie : alphanumérique, code-barres, datamatrix

PARIS

Tél. : +33 (0)1 34 62 62 61
info@interscience.com

FRANCFORT

Tél. : +49 611 7238 7770
sales.germany@interscience.com

BOSTON

Tél. : +1 781 937 0007
sales.usa@intersciencelab.com

SHANGHAI

Tél. : +86 178 2123 6642
sales.china@interscience.cn

SINGAPOUR

Tél. : +65 6977 7232
sales.asia@interscience.com

TOKYO

Tél. : +81 3 6712 9715
sales.japan@interscience.com

- Import/export des données :
Automatique : csv
Manuel : txt, xlsx
- Langue : Anglais
- Gestion des comptes utilisateurs : Local ou LDAP
- Audit trail

IMPRIMANTE

- Type d'impression : Transfert thermique
- Écran LCD
- Dimension des étiquettes : 50 x 5 mm
- Nombre de caractères : 73 caractères alphanumériques maximum
(variable en fonction des caractères spéciaux/majuscules/types de code-barres)"
- Résolution d'impression : 600 dpi
- Tension – Fréquence : 100-240 V~ 50-60 Hz
- Puissance max : 200 W

CONFIGURATION REQUISE ORDINATEUR

- Processeur : Intel i5, 2,8 GHz, quad Core (ou plus)
- Système d'exploitation : Windows™ 10 ou 11 (ou plus)
- RAM : 4 Go
- Équipement : 4 ports USB libres (hub USB compatible) et/ou 1 port RJ45
- Résolution Écran : 1280 x 1024 pixels (ou plus)

POIDS ET DIMENSIONS

- Dimensions (l x p x h) : 30 x 56,9 x 25,5 cm, poids net : 12 kg
- Emballage (l x p x h) : 70 x 35 x 40 cm, poids brut : 16 kg

CONTENU DU PACK

- 1 imprimante dataLink pro
- Logiciel dataLink
- 1 cordon d'alimentation
- 1 câble USB
- 2 manuels d'utilisation
- 1 ruban de transfert thermique
- 1 mandrin
- 3 rouleaux de 2 500 étiquettes adhésives

OPTIONS / ACCESSOIRES

- Réf. 439 051 Étiquettes pour imprimante (dataLink pro) : 3 rouleaux de 2500 étiquettes pour imprimante dataLink pro – Dimensions de l'étiquette : 50 x 5 mm – Quantité : 3 x 2500
- Réf. 439 052 Film pour imprimante (dataLink pro) : Film de transfert thermique pour imprimante dataLink pro
- Réf. 439 170 Kit d'identification automatique des boîtes de Petri : Lecteur code-barres (1D) et datamatrix (2D) et plateau tournant pour identification automatique des boîtes de Petri avec ScanStation
- Réf. 522 000 Lecteur de codes-barres : Lecteur code-barres (1D / 2D)