

JumboMix® 3500 W CC

Malaxeur d'échantillons de 3500 mL

Réf. 032 110

PORTE VITRÉE
GARANTIE
À VIE

AMORTISSEURS
GARANTIS
À VIE

GARANTIE
3
ANS



Certification :

ISO
7218

ISO
6887

FDA BAM
Bacteriological Analytical
Manual

Fabrication :

RoHS
2002/95/EC

WEEE
2002/96/EC

CE

UK
CA

MADE IN
FRANCE

JumboMix® 3500 W CC permet le malaxage des échantillons de grande taille, jusqu'à 375 g. La force de malaxage ajustable (breveté) améliore l'efficacité de l'extraction bactérienne en s'adaptant à la matrice. **JumboMix® 3500 W CC** est équipé du système de pales déclipables Click & Clean® (breveté) qui facilitent le nettoyage en accédant entièrement à la chambre de malaxage. La porte vitrée permet un contrôle rapide du malaxage en cours.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Coque acier inox 304 L
- Force de malaxage ajustable (breveté)
- Écran digital multifonction
- Pales ajustables
- Arrêt des pales côte-à-côte
- Pales déclipables Click & Clean® (breveté)
- Porte vitrée
- Ouverture de la porte à 270°

- Volume optimal pour le malaxage : 200 – 3 750 mL
- Bac de récupération
- Fermeture Q-Tight® : fermeture spéciale, supprimant tout risque de fuite par le haut du sac
- Moteur Brushless
- Vitesse variable (1,5 - 3 - 4,5 - 6 coups/s)
- Durée réglable (1 s - 1 h ou ∞ / compte à rebours)

- Tension et fréquence d'alimentation : 100-240 V~ 50-60 Hz / 8A
- Fusibles : T8A L 250V 5x20mm
- Puissance max : 1000 W
- Indice de protection : IP21

- 3 ans (après enregistrement de la carte de garantie)
- Amortisseurs garantis à vie
- Porte vitrée garantie à vie
- Disponibilité des pièces détachées : 10 ans

- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887 et FDA-BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Fabrication CE, RoHS, WEEE
- Conforme à une utilisation selon les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL).
- Conçu et fabriqué en France

POIDS ET DIMENSIONS

- Dimensions (l x p x h) : 51,2 x 52,3 x 46,8 cm, poids net : 49,2 kg
- Emballage (l x p x h) : 61 x 57 x 57 cm, poids brut : 53,9 kg

LIVRÉ AVEC

- 1 bac de récupération
- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation
- 1 pack gratuit de sacs pour malaxeurs
- 1 certificat de conformité / carte de garantie

ACCESSOIRES

- Réf. 037 000 **JumboStand** : Chariot inox permettant d'améliorer l'ergonomie d'utilisation du **JumboMix® 3500**. Dim. (l x p x h): 58 x 51 x 54 cm. Hauteur de chargement du **JumboMix®** : 45 cm

PARIS

Tél. : +33 (0)1 34 62 62 61
info@interscience.com

FRANCFORT

Tél. : +49 611 7238 7770
sales.germany@interscience.com

BOSTON

Tél. : +1 781 937 0007
sales.usa@intersciencelab.com

SHANGHAI

Tél. : +86 178 2123 6642
sales.china@interscience.cn

SINGAPOUR

Tél. : +65 6977 7232
sales.asia@interscience.com

TOKYO

Tél. : +81 3 6712 9715
sales.japan@interscience.com