

dataLink

Solution d'étiquetage de boîtes de Petri

Réf. 410 100



En conformité avec :

21 CFR
Part 11

Traçabilité :



Fabrication :



Le pack dataLink facilite l'identification des boîtes de Petri pour la chaîne d'analyse microbiologique. Le logiciel dataLink pilote et transmet les données sur une étiquette. Toutes les informations relatives à l'analyse de l'échantillon sont tracées et automatisées.

VUE GÉNÉRALE

- Identification et traçabilité de l'échantillon
- Automatisation des réglages de comptage
- Import des données brutes
- Étiquetage personnalisé

SPECIFICATIONS

- Type d'étiquetage : Manuel
- Quantité d'étiquettes collées par minute : manuel
- Connexion USB
- USB 1 port 2.0
- Garantie 1 an
- En conformité avec 21 CFR Part 11
- Conforme à une utilisation selon les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Fabrication CE, UKCA

LOGICIEL

- Types de données : Volume, dilution, heure, mode de dépose, personnalisé
- Format des données :
 - Entrée : alphanumérique
 - Sortie : alphanumérique, code-barres, datamatrix
- Import/export des données :
 - Automatique : csv
 - Manuel : txt, xlsx"
- Langue : Anglais
- Gestion des comptes utilisateurs : Local ou LDAP
- Audit trail

IMPRIMANTE

- Type d'impression : Transfert thermique
- Dimension des étiquettes : 50 x 10 mm
- Nombre de caractères : 73 caractères alphanumériques maximum (variable en fonction des caractères spéciaux/majuscules/types de code-barres)
- Résolution d'impression : 203 dpi
- Tension – Fréquence : 100-240 V~ 50-60 Hz

CONFIGURATION REQUISE ORDINATEUR

- Processeur : Intel i5, 2,8 GHz, quad Core (ou plus)
- Système d'exploitation : Windows™ 10 ou 11 (ou plus)
- RAM : 4 Go
- Équipement : 4 ports USB libres (hub USB compatible)
- Résolution d'écran : 1280 x 1024 pixels (ou plus)

POIDS ET DIMENSIONS

- Dimensions (l x p x h) : 20,2 x 26,4 x 19,6 cm, poids net : 2,05 kg
- Emballage (l x p x h) : 35 x 25 x 28,5 cm, poids brut : 3,5 kg

CONTENU DU PACK

- 1 imprimante dataLink
- Logiciel dataLink
- 1 lecteur code-barres
- 1 cordon d'alimentation
- 1 câble USB
- 2 manuels d'utilisation
- 1 film à transfert thermique
- 1 mandrin
- 2 rouleaux de 2 500 étiquettes adhésives

OPTIONS / ACCESSOIRES

- Réf. 410 120 Étiquettes pour imprimante : 2 rouleaux de 2500 étiquettes pour imprimante thermique – Dimensions de l'étiquette : 50 x 10 mm
- Réf. 410 130 Film pour imprimante : Film à transfert thermique pour imprimante