


BagTips

Embouts pailles pour pipette

Réf. 252 020 (BagTips Protect) - Réf. 252 019 (BagTips Regular) - Réf. 252 024 (BagTips Jumbo)



En conformité avec :



Les embouts pailles BagTips associé à une pipette facilitent le prélèvement d'échantillons en atteignant efficacement le fond du sac d'analyse, tout en garantissant une sécurité optimale. Disponibles en trois versions (Protect, Regular et Jumbo), ils conviennent à tous types d'échantillons liquides et de contenants. Ils assurent la fiabilité des analyses. BagTips Protect avec filtre intégré protège efficacement la pipette des effets aérosols et des contaminations croisées.

SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec la plupart des pipettes pailles
- Types de contenant : Adaptés pour le prélèvement d'échantillons dans tous types de contenant
- Types d'échantillon : Échantillons liquides
- Matière : Polypropylène
- Traitement par rayons gamma : 5 à 10 kGy
- Conditions de stockage : Dans un endroit tempéré et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière
- En conformité avec ISO 7218, ISO 6887-1, ISO 4833-2 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Conforme à une utilisation selon les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL).

BagTips Protect

Réf. : 252 020

- Filtre intégré
- Volume nominal : 2 mL
- Plage de volume⁽¹⁾ : 100 à 2 000 µL
- Porosité du filtre : 40 µm
- Filtre hydrophobe
- Longueur : 190 mm ± 3 mm
- Emballage (l x p x h) : 27,5 x 22,5 x 11 cm
- Poids brut : 1,24 kg
- Quantité par pochette : 25
- Quantité par carton : 1 000

(1) variable en fonction de la pipette.

FT_005685_Technical File BagTips_FR_01-01 Les informations et photos ne sont pas contractuelles. INTERSCIENCE se réserve le droit de changer ou d'améliorer les spécifications de ses produits sans préavis. Veuillez consulter le site internet www.interscience.com pour plus d'informations.
RCS 950 356 220 Versailles. INTERSCIENCE SAS F78860

BagTips Regular

Réf. : 252 019

- Volume nominal : 2 mL
- Plage de volume⁽¹⁾ : 100 à 2 000 µL
- Longueur : 190 mm ± 3 mm
- Emballage (l x p x h) : 27,5 x 22,5 x 11 cm
- Poids brut : 1,20 kg
- Quantité par pochette : 25
- Quantité par carton : 1 000

BagTips Jumbo

Réf. : 252 024

- Volume nominal : 2,5 mL
- Plage de volume⁽¹⁾ : 100 à 2 500 µL
- Longueur : 240 mm ± 3 mm
- Emballage (l x p x h) : 27,5 x 22,5 x 11 cm
- Poids brut : 1,20 kg
- Quantité par pochette : 25
- Quantité par carton : 1 000

APPLICATIONS

	BagTips Regular	BagTips Jumbo	BagTips Protect
Barrière anti-gouttelette, aérosols, liquide	-	-	✓
Élimination du risque de contamination croisée par la pipette	-	-	✓
Indicateur qualité	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Analyses pathogènes	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Sac 400 mL	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Sac 2 000/3 500 mL	● ● ●	● ● ●	● ● ●

PRODUITS COMPLEMENTAIRE

Référence	Titre	Description
251 091	BagPipet	Pipette à volume fixe

(1) variable en fonction de la pipette.

FT_005685_Technical File BagTips_FR_01-01 Les informations et photos ne sont pas contractuelles. INTERSCIENCE se réserve le droit de changer ou d'améliorer les spécifications de ses produits sans préavis. Veuillez consulter le site internet www.interscience.com pour plus d'informations.
RCS 950 356 220 Versailles. INTERSCIENCE SAS F78860