




Öffentliche Institute

interscience
für die Mikrobiologie

Die öffentliche Forschung, die multidisziplinär ist, führt mikrobiologische Analysen in verschiedenen Bereichen durch. Interscience bietet eine komplette Produktpalette an, um die Qualität und Sicherheit dieser Analysen zu gewährleisten.

Mit unseren Produkten sind wir in der Lage, auf Innovationen und Forschungsprojekte mit neuen Konzepten zu reagieren.



1

2

3

4

5

6

7

8

FORSCHUNG

Probe

1 RollBag®
 › Sammeln
 Sterile Probenbeutel

2 BagFilter® Pipet & Roll
 › Vorbereiten
 Filterbeutel für Homogenisierung

3 DiluFlow® Elite 5 kg
 › Verdünnen
 Gravimetrische Verdüner

4 BagMixer® SW
 › Homogenisieren
 Laborhomogenisatoren

5 BagRack® Slide
 › Organisieren
 Laborzubehörteile

6 FlexiPump®
 › Nährböden abgeben
 Dispensierpumpen

7 easySpiral Dilute®
 › Ausplattieren
 Automatische Ausplattierungsgeräte

8 Scan® 4000
 › Zählen
 Koloniezähler