

## BagClip®

Barrette de fermeture

Réf. 231 010 (80/100 mL) - Réf. 231 040 (400 mL) - Réf. 231 350 (3500 mL)



Fabrication :



BagClip® permet la fermeture temporaire en 3 points de tout type de sac, sauf pour les sacs de la gamme Rollbag.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Étanchéité aux gaz et aux liquides
- **Pas de contact avec l'échantillon**
- Disponible pour sacs 80/100, 400, 2000/3500 mL
- Conçu et fabriqué en France

#### BagClip® 80/100

Réf. : 231 010

- Disponible pour sacs 80 et 100 mL
- Longueur (clip blanc) : 130 mm
- Longueur (tube vert) : 160 mm
- Poids net : 0,009 kg
- Emballage (l x p x h) : 21,5 x 16 x 6,5 cm, poids brut : 0,74 kg
- Carton de : 50

#### BagClip® 400

Réf. : 231 040

- Disponible pour sacs 400 mL
- Longueur (clip blanc) : 195 mm
- Longueur (tube vert) : 225 mm
- Poids net : 0,013 kg
- Emballage (l x p x h) : 28,5 x 19,5 x 6,5 cm, poids brut : 0,77 kg
- Carton de : 50

#### BagClip® 3500

Réf. : 231 350

- Disponible pour sacs 200 et 3500 mL
- Longueur (clip blanc) : 400 mm
- Longueur (tube vert) : 450 mm
- Poids net : 0,027 kg
- Emballage (l x p x h) : 50,5 x 11,5 x 10,5 cm, poids brut : 1,57 kg
- Carton de : 50

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mettre dans un autoclave
- Ne pas mettre dans un lave-vaisselle
- Peut-être désinfecté avec de l'éthanol 70 %, du peroxyde d'hydrogène 6 % ou de la Javel à 10% maximum.