

BagFilter®

Sac pour malaxeurs avec filtre latéral

NOUVEAU

L'ORIGINAL, EN MIEUX !

Ouverture
du sac élargie

Pré-découpe
pour le pipetage

Zone de
marquage

Indication
du volume



interscience

Les améliorations du BagFilter® P en détail




Pré-découpe pour le pipetage

Idéal pour les micro-pipettes




Zone de marquage

Permet d'identifier facilement les échantillons



Indication du volume

Pour visualiser rapidement la quantité de diluant contenue dans le sac



Ouverture du sac élargie

Facilite l'insertion des pipettes-pailles et de l'échantillon solide

Découvrez notre gamme complète de sacs



instaBAG®

Sac-filtre pour malaxeurs avec milieu déshydraté



BagFilter®

Sac pour malaxeurs avec filtre latéral



BagPage®

Sac pour malaxeurs avec filtre pleine page



BagLight®

Sac pour malaxeurs



RollBag®

Sac d'échantillonnage

Demandez vos échantillons gratuits !

Contactez-nous pour **Infos | Vidéos | Démonstrations | Devis** à info@interscience.com

et visitez www.interscience.com