


BagFilter® P Breveté

Sac-filtre latéral pour malaxeur

Ref 111 425 (400 mL) - **Ref 111 200** (2000 mL) - **Ref 113 510** (3500 mL) -
Ref 111 000 (400 mL - unmarked)



Certification :



Fabrication :



BagFilter® P est un sac-filtre avec un filtre latéral non-tissé pour les analyses microbiologiques. Il est adapté à tous types d'échantillons. La filtration est instantanée, sans risque de contamination croisée. Il est idéal pour pipeter.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Sac avec filtre latéral
- Pour tous types d'échantillon, méthode analytique
- Pré-découpe pour le pipetage⁽¹⁾
- Zone de marquage⁽¹⁾
- Indication de volume⁽¹⁾
- **Closing zone⁽¹⁾ : indication de fermeture du sac (Breveté)**
- **Multilayer®** : complexe multicouches renforcé
- Filtre latéral non-tissé
- Porosité du filtre < 250 micromètres
- Disponible en 400/2000/3500 mL

- Traité par rayons Gamma 5 à 13 kGy, avec certificat
- Durée de conservation : 10 ans
- Résistance aux températures : de -40°C à 80°C / -40°F à 176°F
- Conditions de stockage : dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière

- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Approuvé contact alimentaire – Règlement CE N° 1935/2004
- Conçu et fabriqué en France

BagFilter® P 400

Réf. : 111 425

- Volume maximal pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL
- Volume optimal pour le pipetage : 250 mL

- Dimensions sac : 190 x 300 mm
- Pochette de 25
- Carton de 500
- Dimensions carton : 35 x 22 x 15 cm, poids : 5,20 kg

BagFilter® P 2000

Réf. : 111 200

- Volume maximal pour le malaxage : 2000 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 400 - 1500 mL
- Dimensions sac : 250 x 380 mm
- Pochette de 25
- Carton de 400
- Dimensions carton : 44 x 28 x 13 cm, poids : 6,70 kg

BagFilter® P 3500

Réf. : 113 510

- Volume max pour le malaxage : 3750 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 400 - 3750 mL
- Dimensions sac : 380 x 600 mm
- Pochette de 10
- Carton de 100
- Dimensions carton : 41 x 34 x 13 cm, poids : 4,30 kg

BagFilter® P 400 non marqué

Réf. : 111 000

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL
- Dimensions sac : 190 x 300 mm
- Pochette de 50
- Carton de 500
- Dimensions carton : 35.5 x 24 x 19 cm, poids : 5,30 kg