

BagFilter® Pipet & Roll

Sac-filtre latéral pour malaxeur avec accès pipette et fermeture intégrée

Réf. 111 720 (400 mL)



Certifications :



Fabrication :



Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001

BagFilter® Pipet & Roll est un sac-filtre avec un filtre latéral non-tissé pour toutes les analyses microbiologiques. Le sticker repositionnable permet les pipetages successifs et la fermeture intégrée assure une fermeture étanche du sac. Les risques de contaminations croisées sont nettement réduits par l'utilisation des pipettes cônes pour le pré-enrichissement des pathogènes. La filtration est instantanée. L'élimination des déchets est rapide et sans fuite de liquides biologiques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Sac avec filtre latéral non-tissé
- **Sticker repositionnable pour pipettage facile avec micropipette cône**
- **Sticker fermeture intégrée** : enroulez le haut du sac 3 fois pour une fermeture étanche
- Fermeture 100 % sans métal
- Compatible avec **BagRack® Slide** (Réf. 221 440)
- Réduit les risques de contaminations croisées avec les pipettes cônes pour le pré-enrichissement des pathogènes
- Réduit les risques de Troubles Musculosquelettiques (TMS)
- Idéal pour le malaxage des échantillons fibreux
- **Multilayer®** : complexe multicouches renforcé
- Filtre latéral non-tissé
- Porosité du filtre : < 250 microns
- Rigide et transparent
- Résistant à la congélation et aux températures élevées (de -40°C à 80°C / -40°F à 176°F)
- Pas de contact entre l'échantillon et le malaxeur pendant l'homogénéisation de l'échantillon
- Compatible tout malaxeur de laboratoire
- Brevet déposé
- Approuvé contact alimentaire : Règlement CE N° 1935/2004
- Traité par rayons Gamma 5 à 12 kGy, avec certificat
- Durée de conservation : 5 ans
- Mode de conservation : dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière
- Disponible en 400 mL
- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887-1 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001
- Conçu et fabriqué en France

BagFilter® Pipet & Roll 400

Réf. 111 720

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL
- Volume optimal pour le pipettage : 250 mL
- Dimensions sac : 190 x 300 mm
- Dimensions carton : 38 x 22,5 x 15,5 cm, poids : 5,3 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500