

BagLight® PolySilk®

Sac pour malaxeur

Réf. 131 025 (100 mL) - Réf. 132 025 (400 mL) - Réf. 132 050 (400 mL) - Réf. 132 200 (2000 mL)
Réf. 133 025 (3500 mL)



Certification :



Fabrication :



Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001

BagLight® PolySilk® est un sac sans filtre pour tous les usages en laboratoire.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Sac sans filtre
- PolySilk®, complexe polyoléfine
- Flexible et transparent
- Résistant à la congélation et aux températures élevées (de -40°C à 80°C / -40°F à 176°F)
- Pas de contact entre l'échantillon et le malaxeur pendant l'homogénéisation de l'échantillon
- Compatible tout malaxeur de laboratoire
- Approuvé contact alimentaire : Règlement CE N° 1935/2004
- Traité par rayons Gamma 5 à 12 kGy, avec certificat
- Durée de vie moyenne : 25 ans
- Mode de conservation : dans un endroit tempéré sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière
- Disponible en 100/400/2000/3500 mL
- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887-1 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001
- Conçu et fabriqué en France

BagLight® PolySilk® 100

Réf. : 131 025

- Volume max pour le malaxage : 100 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 5 - 50 mL
- Dimensions sac : 110 x 200 mm
- Dimensions carton : 35 x 24 x 9 cm, poids : 1,7 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500

BagLight® PolySilk® 400

Réf. : 132 025

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL
- Dimensions sac : 175 x 300 mm
- Dimensions carton : 35 x 21 x 11 cm, poids : 4 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500

BagLight® PolySilk® 400

Réf. : 132 050

- Volume max pour le malaxage : 400 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 300 mL
- Dimensions sac : 175 x 300 mm
- Dimensions carton : 35 x 21 x 11 cm, poids : 4 kg
- Pochette de 50
- Carton de 500

BagLight® PolySilk® 2000

Réf. : 132 200

- Volume max pour le malaxage : 2000 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 400 - 1500 mL
- Dimensions sac : 250 x 380 mm
- Dimensions carton : 47,5 x 28,5 x 13,5 cm, poids : 9,6 kg
- Pochette de 25
- Carton de 500

BagLight® PolySilk® 3500

Réf. : 133 025

- Volume max pour le malaxage : 3750 mL
- Volume optimal pour le malaxage : 400 - 3750 mL
- Dimensions sac : 380 x 560 mm
- Dimensions carton : 44,5 x 25 x 35 cm, poids : 16 kg
- Pochette de 25
- Carton de 250