

BagMixer® 400 P

Malaxeur d'échantillons de 400 mL

Réf. 021 000 (100-127 V~ / 220-240 V~)

Réf. 021 230 (220-240 V~)



Certification :



Fabrication :



BagMixer® 400 P malaxe efficacement tout type d'échantillons dans tous les types de sacs, sans aucun risque de contamination. L'échantillon homogénéisé est représentatif de la contamination globale et prêt pour l'analyse.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tout acier inox 304 L
- Porte pleine
- Ouverture de la porte à 270°
- Fermeture Q-Tight® : fermeture spéciale, supprimant tout risque de fuite par le haut du sac
- Disponible également en version CoolMix®

- Volume optimal pour le malaxage : 50 - 400 mL
- Vitesse fixe (8 coups/s)
- Durée réglable (30 - 210 s ou ∞)

- Tension et fréquence d'alimentation
Réf. 021 000 : 100-127 V~ / 220-240 V~ 50-60 Hz
Réf. 021 230 : 220-240 V~ 50-60 Hz
- Fusibles
Réf. 021 000 : T3.15 A L 250 V / T1.25 A L 250 V 5x20 mm
Réf. 021 230 : T1.25 A L 250 V 5x20 mm
- Puissance max : 135 W

- Indice de protection : 21
- Dimensions (l x p x h) : 26,8 x 44,1 x 28,3 cm, poids net : 16,8 kg
- Emballage (l x p x h) : 49 x 34,5 x 37 cm, poids brut : 19,5 kg
- Garantie 3 ans
- Amortisseurs garantis à vie
- Disponibilité des pièces détachées : 10 ans

- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887 et FDA-BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Fabrication CE, RoHS, WEEE
- Conçu et fabriqué en France

LIVRÉ AVEC

- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation
- 1 certificat de conformité / carte de garantie
- 1 pack gratuit de sacs pour malaxeurs

OPTIONS / ACCESSOIRES

- Réf. 026 000 Drip tray : Bac de récupération inox pour BagMixer® 400