

## BagOpen®

Portoir ouvre-sac

Réf. 211 010 (80/100 mL) - Réf. 211 040 (400 mL) - Réf. 211 350 (3500 mL)



Fabrication :



BagOpen® permet d'ouvrir facilement le sac et de le maintenir ouvert en position verticale sans aucun contact avec l'échantillon.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Socle stable et solide
- Parois en polycarbonate
- Résistant jusqu'à 65°C
- Disponible pour sacs 80/100, 400, 3500 mL
- Conçu et fabriqué en France

#### BagOpen® 80/100

Réf. : 211 010

- Disponible pour sacs 80 et 100 mL
- Dimensions (l x p x h) : 9 x 5 x 17 cm
- Poids net : 0,2 kg
- Emballage (l x p x h) : 23 x 12 x 5 cm, poids brut : 0.20 kg

#### BagOpen® 400

Réf. : 211 040

- Disponible pour sacs 400 et 2000 mL
- Dimensions (l x p x h) : 15 x 7,7 x 25,2 cm
- Poids net : 0,4 kg
- Emballage (l x p x h) : 26 x 16 x 6,2 cm, poids brut : 0.54 kg

#### BagOpen® 3500

Réf. : 211 350

- Disponible pour sacs 3500 mL
- Dimensions (l x p x h) : 30 x 18 x 44,1 cm
- Poids net : 2 kg
- Emballage (l x p x h) : 50 x 40 x 40 cm, poids brut : 2,1 kg

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mettre dans un autoclave