

BagPipet®

Pipette à volume fixe

Réf. 251 091 (BagPipet®)



Certification :



Fabrication :



BagPipet® est une pipette autoclavable qui prélève un volume fixe (0,1 mL / 0,9 mL / 1 mL) de tout liquide, même visqueux (lait, crème, yaourt, cosmétique...), sans aucun risque d'obstruction. Elle s'utilise avec un embout paille BagTips® dont la longueur permet d'atteindre le fond de tout sac d'analyse.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pipette à volume fixe
- Ejection facile de l'embout
- Légère et ergonomique
- Autoclavable
- Calibration facile
- 3 calibrages : 0,1 mL / 0,9 mL / 1 mL
- Calibré selon les B.P.L "Bonnes Pratiques du Laboratoire"
- Egalement disponible : bouton poussoir doseur
 - 100 µL (Réf. 251 001)
 - 900 µL (Réf. 251 009)
 - 1000 µL (Réf. 251 010)
 - 100 à 1000 µL (Réf. 251 080) Variable
- Dimensions : 6 x 18,5 x 3 cm, poids net : 0,149 kg
- Emballage (l x p x h) : 30,5 x 10 x 6 cm, poids brut : 0,29 kg
- Garantie : 1 an
- Disponibilité des pièces détachées : 10 ans
- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887, ISO 4833-2 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Conçu et fabriqué en France

LIVRÉ AVEC

- 1 mode d'emploi
- 1 pochette BagTips® Regular
- 1 support pour bouton
- 1 bouton poussoir doseur 1000 µL monté
- 2 boutons poussoirs doseurs (900 µL, 100 µL)
- 2 joints toriques
- 1 clé Allen
- Huile

ACCESSOIRES

- Réf. 252 019 BagTips® Regular : Embout paille traité par rayons gamma (5 à 12 kGY) pour BagPipet®. Volume nominal : 2 mL - Longueur 190 mm - Quantité par carton : 1000. Emballage (l x p x h) : 27,5 x 22,5 x 11 cm, poids brut : 1,2 kg
- Réf. 252 024 BagTips® Jumbo : Embout paille traité par rayons gamma (5 à 12 kGY) pour BagPipet®. Volume nominal : 2,5 mL - Longueur 240 mm - Quantité par carton : 1000. Emballage (l x p x h) : 27,5 x 22 x 11 cm, poids brut : 1,2 kg