

BagRack®

Portoir de sacs

Réf. 221 010 (80/100 mL) - Réf. 221 040 (400 mL) - Réf. 221 350 (3500 mL - 4 compartiments)
Réf. 221 352 (3500 mL - 2 compartiments)



Fabrication :



BagRack® permet le rangement propre et méthodique des sacs.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tout acier inox
- Autoclavable
- Empilable
- Disponible pour sacs 80/100, 400, 2000/3500 mL
- Conçu et fabriqué en France

BagRack® 80/100

Réf. : 221 010

- Pour 11 sacs de 80/100 mL
- Dimensions (l x p x h) : 27,6 x 12,9 x 15,3 cm, poids net : 0,67 kg
- Emballage (l x p x h) : 28,5 x 14,5 x 16,5 cm, poids brut : 0,7 kg

BagRack® 400

Réf. : 221 040

- Pour 10 sacs de 400 mL
- Dimensions (l x p x h) : 35,5 x 21 x 20 cm, poids net : 1,01 kg
- Emballage (l x p x h) : 37 x 22 x 21 cm, poids brut : 1,37 kg

BagRack® 3500 - 4 compartiments

Réf. : 221 350

- Pour 4 sacs de 2000 et 3500 mL
- Dimensions (l x p x h) : 43 x 37 x 37 cm, poids net : 2,53 kg
- Emballage (l x p x h) : 45 x 39 x 39 cm, poids brut : 3,44 kg

BagRack® 3500 - 2 compartiments

Réf. : 221 352

- Pour 2 sacs de 2000 et 3500 mL
- Dimensions (l x p x h) : 35,4 x 21 x 20 cm, poids net : 1,11 kg
- Emballage (l x p x h) : 37 x 23 x 22 cm, poids brut : 1,54 kg

OPTIONS / ACCESSOIRES

- Réf. 221 042 DripTray® : Bac de sécurité inox pour BagRack® 400 et BagRack® 3500 – 2 compartiments
Emballage (l x p x h) : 36 x 22,2 x 3 cm, poids brut : 1 kg