

BagRack® Slide

Portoir de sacs pour pipetage facile par le côté

Réf. 221 440



Fabrication :



BagRack® Slide permet le rangement méthodique et hygiénique de 12 sacs avec échantillons. Il est parfait en complément des sacs BagFilter® Pipet & Roll, permettant un pipetage successif facile. BagRack® Slide permet d'organiser rapidement les sacs en les couissant par le côté. Il est pratique pour le pré-enrichissement des pathogènes pour la détection des bactéries type Listeria et Salmonelles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tout acier inox
- Autoclavable
- Empilable
- Compatible avec :
 - BagFilter® Pipet & Roll (Réf. 111 720)
 - BagFilter® Pipet (Réf. 11 710)
 - BagFilter® Roll (Réf. 111 700)
 - BagClip® (Réf. 231 040)
 - Tous types de sacs pour malaxeur
- Conçu et fabriqué en France

BagRack® Slide 400

Réf. 221 440

- Pour 12 sacs de 400 mL
- Dimensions (l x p x h) : 21 x 35,5 x 22,4 cm, poids net : 1,06 kg
- Emballage (l x p x h) : 23 x 37 x 24 cm, poids brut : 1,6 kg

OPTIONS/ACCESSOIRES

- Réf. 221 042 DripTray® : Bac de sécurité inox pour BagRack® 400 et BagRack® Slide 400
Emballage (l x p x h) : 36 x 22,2 x 3 cm, poids brut : 1 kg