

## BagSeal®

Thermosoudeuse

Réf. 261 000



Fabrication :



BagSeal® permet une soudure large et précise de tout type de sac (avec/sans filtre) avec la garantie d'une étanchéité parfaite.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tout acier inox sauf poignées, lames de soudure (aluminium anodisé), articulation barre (acier galvanisé chromaté)
- Puissance de chauffe réglable
- Témoin LED en fin de soudure (témoin de durée du processus de soudure : soudure + temps de refroidissement)
- Pour sacs de 80/100/400/2000 mL
- Soudure large : 250 x 5 mm
- Pression : 22 Newton / cm<sup>2</sup>
  
- Tension et fréquence d'alimentation : 100-127 V ~ / 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Puissance max : 1600 W
  
- Indice de protection : IP40
- Dimensions (l x p x h) : 35,9 x 27,6 x 32,2 cm, poids : 10,8 kg
- Emballage (l x p x h) : 49 x 40 x 49 cm, poids brut : 13,6 kg
  
- Garantie : 1 an après enregistrement de la carte de garantie
- Disponibilité des pièces détachées : 10 ans
- Fabrication CE, UKCA, RoHS, WEEE
- Conçu et fabriqué en France

### OPTIONS / ACCESSOIRES

- Réf. 261 500 Kit de maintenance pour BagSeal® : 2 fils de soudure + 2 fusibles + 2 bandes de Teflon