

## BagSeal®

Thermosoudeuse

Réf. 261 000



Fabrication :



Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001

BagSeal® permet une soudure large et précise de tout type de sac (avec/sans filtre) avec la garantie d'une étanchéité parfaite.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tout acier inox
- Soudure large : 245 x 5 mm
- Temps de chauffe réglable
- Témoin de soudure LED intégré
- Pour sacs de 80/100/400 mL
- Pression : 22 Newton / cm<sup>2</sup>
  
- Tension et fréquence d'alimentation : 100-127V~ / 220-240V~ 50-60Hz
- Puissance max : 1200 W
  
- Dimensions (l x p x h) : 37 x 27,5 x 32 cm, poids : 10,8 kg
- Emballage (l x p x h) : 49,5 x 39,5 x 49 cm, poids : 13,6 kg
  
- Garantie 1 ans
- Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001
- Conçu et fabriqué en France

### OPTIONS / ACCESSOIRES

- Réf. 261 500 Kit de maintenance pour bagSeal® : 2 fils de soudure + 2 fusibles + 2 bandes de Teflon