

Godets (DB50)

Godets pour ensemenceurs

Réf. 415 100



Fabrication :



Les godets DB50 se placent dans les ensemenceurs easySpiral® et permettent de contenir l'échantillon (5mL) en vue d'une dilution ou d'un ensemencement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Capacité : 5 mL
 - Traité par rayons Gamma 5 à 12 kGy, avec certificat
 - Matière : Polypropylène
 - Autoclavable jusqu'à 10 fois
 - Autoclaver les godets dans le tube entrouvert
 - Durée moyenne de conservation : 25 ans
 - Carton de 1000 godets
-
- Emballage : (l x p x h) : 12 x 10 x 8 cm, poids brut : 0,15 g