

## JumboMix® 3500 W CC

Malaxeur d'échantillons de 3500 mL

Réf. 032 110 (100-127 V~ / 220-240 V~)

Réf. 032 230 (220-240 V~)

PORTE VITRÉE  
GARANTIE  
À VIE

AMORTISSEURS  
GARANTIS  
À VIE

GARANTIE  
**3**  
ANS



Certification :

ISO  
7218

ISO  
6887

FDA BAM  
Bacteriological Analytical  
Manual

Fabrication :

RoHS  
2002/95/EC

WEEE  
2002/96/EC



JumboMix® 3500 W CC permet le malaxage des échantillons de grande taille, jusqu'à 375 g. La force de malaxage ajustable (breveté) améliore l'efficacité de l'extraction bactérienne en s'adaptant à la matrice. JumboMix® 3500 W CC est équipé du système de pales déclipables Click & Clean® (breveté) qui facilitent le nettoyage en accédant entièrement à la chambre de malaxage. La porte vitrée permet un contrôle rapide du malaxage en cours.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tout acier inox 304 L
- Écran digital multifonction
- Porte vitrée
- Fermeture Q-Tight® : fermeture spéciale, prévient tout risque de fuite par le haut du sac
- Ouverture de la porte à 270°
- Pales déclipables Click & Clean® (breveté)
- Arrêt des pales côte-à-côte
- Bac de sécurité
  
- Force de malaxage ajustable (breveté)
- Volume optimal pour le malaxage : 200 - 3750 mL
- Vitesse variable (1,5 - 3 - 4,5 - 6 coups/s)
- Durée réglable (1 s - 1 h ou ∞ / compte à rebours)
  
- Tension et fréquence d'alimentation  
Réf. 032 110 : 100-127 V~ / 220-240 V~ 50-60 Hz  
Réf. 032 230 : 220-240 V~ 50-60 Hz
- Fusibles  
Réf. 032 110 : T 4 A L 250 V / T2 A L 250 V 5x20 mm  
Réf. 032 230 : T 2 A L 250 V 5x20 mm
- Puissance max : 400 W
  
- Indice de protection : 21
- Dimensions (l x p x h) : 51,2 x 52,3 x 46,8 cm, poids net : 52,8 kg
- Emballage (l x p x h) : 61 x 57 x 57 cm, poids brut : 57,5 kg
- Garantie 3 ans
- Amortisseurs garantis à vie
- Porte vitrée garantie à vie
- Disponibilité des pièces détachées : 10 ans

1 / 2

JumboMix® 3500 W CC\_FT\_07/22 Les informations et photos ne sont pas contractuelles. JumboMix® est une marque déposée. INTERSCIENCE se réserve le droit de changer ou d'améliorer les spécifications de ses produits sans préavis. Veuillez consulter le site internet [www.interscience.com](http://www.interscience.com) pour plus d'informations. RCS 950 356 220 Versailles. INTERSCIENCE SARL F78860

interscience dans le monde

PARIS

Tél. : +33 (0)1 34 62 62 61  
[info@interscience.com](mailto:info@interscience.com)

FRANCFORT

Tél. : +49 611 7238 7770  
[sales.germany@interscience.com](mailto:sales.germany@interscience.com)

BOSTON

Tél. : +1 781 937 0007  
[sales.usa@intersciencelab.com](mailto:sales.usa@intersciencelab.com)

SHANGHAI

Tél. : +86 178 2123 6642  
[sales.china@interscience.cn](mailto:sales.china@interscience.cn)

SINGAPOUR

Tél. : +65 6977 7232  
[sales.asia@interscience.com](mailto:sales.asia@interscience.com)

TOKYO

Tél. : +81 3 6712 9715  
[sales.japan@interscience.com](mailto:sales.japan@interscience.com)

# interscience

- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887 et FDA-BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- Fabrication CE, RoHS, WEEE
- Conçu et fabriqué en France

## LIVRÉ AVEC

- 1 bac de récupération
- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation
- 1 notice simplifiée d'utilisation
- 1 pack gratuit de sacs pour malaxeurs

## OPTIONS / ACCESSOIRES

- Réf. 037 000 JumboStand : Chariot permettant d'améliorer l'ergonomie d'utilisation du JumboMix® 3500

## interscience dans le monde

### PARIS

Tél. : +33 (0)1 34 62 62 61  
[info@interscience.com](mailto:info@interscience.com)

### FRANCFORT

Tél. : +49 611 7238 7770  
[sales.germany@interscience.com](mailto:sales.germany@interscience.com)

### BOSTON

Tél. : +1 781 937 0007  
[sales.usa@intersciencelab.com](mailto:sales.usa@intersciencelab.com)

### SHANGHAI

Tél. : +86 178 2123 6642  
[sales.china@interscience.cn](mailto:sales.china@interscience.cn)

### SINGAPOUR

Tél. : +65 6977 7232  
[sales.asia@interscience.com](mailto:sales.asia@interscience.com)

### TOKYO

Tél. : +81 3 6712 9715  
[sales.japan@interscience.com](mailto:sales.japan@interscience.com)