

JumboMix® 3500

Complementary products for 3500 mL lab blender
Produits complémentaires pour le malaxeur 3500 mL



Blender bags *Sacs pour malaxeurs*




Lab accessories *Accessoires de laboratoire*




interscience

Blender bags / Sacs pour malaxeurs



BagFilter® P Lateral filter bags / Sacs-filtre latéral

Reference/Référence	BagFilter® P 2000	BagFilter® P 3500
Max blending volume Vol. max pour le malaxage	2000 mL	3750 mL
Optimal blending volume Vol. optimal pour le malaxage	400 - 1500 mL	400 - 3750 mL
Bag dimensions Dimensions du sac	250 x 380 mm	380 x 600 mm
Filter porosity Porosité du filtre	< 250 µm	



BagPage® + Full-page filter bags / Sacs-filtre pleine page

Reference/Référence	BagPage® + 2000	BagPage® + 3500
Max blending volume Vol. max pour le malaxage	2000 mL	3750 mL
Optimal blending volume Vol. optimal pour le malaxage	400 - 1500 mL	400 - 3750 mL
Bag dimensions Dimensions du sac	250 x 380 mm	380 x 600 mm
Filter porosity Porosité du filtre	280 µm	



BagLight® PolySilk® Blender bags / Sacs pour malaxeurs

Reference/Référence	BagLight® PolySilk® 2000	BagLight® PolySilk® 3500
Max blending volume Vol. max pour le malaxage	2000 mL	3750 mL
Optimal blending volume Vol. optimal pour le malaxage	400 - 1500 mL	400 - 3750 mL
Bag dimensions Dimensions du sac	250 x 380 mm	380 x 600 mm

ISO
7218

ISO
6887-1


FDA BAM
Bacteriological Analytical
Manual



Products made for INTERSCIENCE by Interlab, an ISO 9001 certified company.
Produits fabriqués pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001.



Why use a filter bag? Pourquoi utiliser un sac-filtre ?



BagTools® Lab accessories / Accessoires



BagOpen® 3500

3500 mL bag opener/holder
Easy opening, extremely stable.

*Portoir ouvre-sac 3500 mL
Ouverture facile, très stable.*

Ref 211 350



BagClip® 3500

Closing clip
Water- and air-tight. Closes any kind of bag.
*Barette de fermeture
Pour une étanchéité aux gaz et aux liquides.*

Ref 231 350



BagRack® 3500 - 4 compartments/compartiments

3500 mL bags storage rack
Clean and methodical storage of bags.
*Portoir de sacs 3500 mL
Rangement méthodique et propre.*

Ref 221 350



BagRack® 3500 - 2 compartments/compartiments

3500 mL bags storage rack
Clean and methodical storage of bags.
*Portoir de sacs 3500 mL
Rangement méthodique et propre.*

Ref 221 352

Ask for free samples!

Contact us for **Infos | Vidéos | Demos | Quote** at info@interscience.com
and visit www.interscience.com