

PetriPile®

Portoir pour boîtes de Petri

Réf. 241 055 (Ø 55 mm) - Réf. 241 065 (Ø 65 mm) - Réf. 241 090 (Ø 90 mm)
Réf. 241 150 (Ø 150 mm)



Certification :



Fabrication :



PetriPile® permet la manipulation, le transport et le stockage de boîtes de Petri.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tout acier inox
- Autoclavable
- Empilable
- Disponible pour boîtes de Petri Ø 55 mm, Ø 65 mm, Ø 90 mm, Ø 150 mm
- En conformité avec la norme ISO 7218
- Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001
- Conçu et fabriqué en France

PetriPile® 55

Réf. : 241 055

- Pour boîte de Petri Ø 55 mm
- Nombre de boîtes : 36
- Dimensions (l x p x h) : 27,2 x 21,5 x 13 cm, poids net : 0,79 kg
- Emballage (l x p x h) : 28,5 x 23 x 15 cm, poids brut : 1,12 kg

PetriPile® 65

Réf. : 241 065

- Pour boîte de Petri Ø 65 mm
- Nombre de boîtes : 36
- Dimensions (l x p x h) : 30,4 x 21,5 x 13 cm, poids net : 0,77 kg
- Emballage (l x p x h) : 31,5 x 23,5 x 14,5 cm, poids brut : 0,98 kg

PetriPile® 90

Réf. : 241 090

- Pour boîte de Petri Ø 90 mm
- Nombre de boîtes : 36
- Dimensions (l x p x h) : 37,6 x 26 x 13 cm, poids net : 1,03 kg
- Emballage (l x p x h) : 38 x 27,5 x 15 cm, poids brut : 1,4 kg

PetriPile® 150

Réf. : 241 150

- Pour boîte de Petri Ø 150 mm
- Nombre de boîtes : 16
- Dimensions (l x p x h) : 37,8 x 35,6 x 13 cm, poids net : 0,88 kg
- Emballage (l x p x h) : 39 x 37 x 14,5 cm, poids brut : 1,26 kg